

# Keloptin

Wyrób medyczny  
Opatentowany

Laktoferyna LT (Lipid Technology)

10 sterylnych ampulek jednorazowego użytku (po 3 ml)

**Charakterystyka:** Zaburzenia pigmentacji skóry w następstwie wybroczyn i krwiaków pooperacyjnych wiążą się z nagromadzeniem dużej ilości żelaza w skórze właściwej, co wpływa na rozwój procesów zapalnych. Na wczesnych etapach przewlekłej niewydolności żylniej chelatacja nagromadzonego żelaza zapobiega dalszemu rozwojowi choroby. Laktoferyna to naturalnie występujące białko, posiadające silne właściwości chelatujące żelazo. Działanie to jest dodatkowo wzmocnione przez jej włączenie do liposomów, co sprzyja leczeniu i łagodzeniu zaburzeń pigmentacji skóry.

**Wskazania:** Miejscowe leczenie wszelkich skórno-naskórkowych zmian troficznych (przebarwieniowych), w tym: wybroczyn i krwiaków pooperacyjnych (powstałych m.in. po plastyce powiek), hemosyderynowych przebarwień powstałych po skleroterapii; profilaktyka owrzodzeń żylnych zależnych od poziomu żelaza, owrzodzeń żylakowatych, odleżyn, pęknięć, poparzeń, blizn, a także w postępowaniu po zabiegach laserem (do depilacji, ablacynym i nieablacyjnym).

**Skład:** glikol polietylenowy 4000 (PEG 4000), glikol polietylenowy 400 (PEG 400), glikol polietylenowy 1500 (PEG 1500), laktoferyna (LT), sorbitol, gliceryna, alantoina, tokoferol.

**Sposób użycia:** Przed każdorazowym zastosowaniem preparatu Keloptin, należy oczyścić skórę solą fizjologiczną. Ilość nanieszonego preparatu i częstota jego stosowania zależy od stanu klinicznego zmian skórnych i czasu wchłaniania kremu. Zaleca się jednak stosowanie przynajmniej dwa razy dziennie.

**Przeciwwskazania:** Znana nadwrażliwość na składniki preparatu.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Jednoczesne stosowanie kremów i/lub podobnych preparatów na tej samej części ciała może powodować brak skuteczności działania preparatu albo wpływać na bezpieczeństwo jego stosowania. W trosce o środowisko, po zużyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. W razie przypadkowego spożycia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie stosować po upływie terminu ważności.

**Data aktualizacji ulotki:** 25/07/2019



**Wytwórca:**

**TDC** Technology  
Dedicated to Care

Via Copernico 38,  
20125 Milano, Włochy

**Dystrybutor:**



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65, Hala I  
21-003 Ciecierzyn



REF ES00587TDCM2/2C