


Aravis

krople do oczu

- arabinogalaktan
- hialuronian sodu
- trehaloza



Nawilżające krople do oczu na bazie hialuronianu sodu, trehalozy i arabinogalaktanu.

Bez konserwantów

OPIS

Nawilżający roztwór do oczu na bazie hialuronianu sodu, trehalozy i arabinogalaktanu, opracowany specjalnie do objawowego leczenia zespołu suchego oka oraz w przypadku objawów związanych z czynnikami zewnętrznymi lub środowiskowymi.

Hialuronian sodu nadaje produktowi wysoką lepkość, zapewniając bardziej skuteczne nawodnienie powierzchni oka, tak by łagodzić objawy związane z zespołem suchego oka.

Arabinogalaktan jest naturalnym mukopolisacharydem o właściwościach nawilżających, ekstrahowanym z kory modrzewia kanadyjskiego, wykazującym skuteczność w ochronie rogówki.

Trehaloza w połączeniu z **witaminą E** (TPGS) nadaje produktowi właściwości przeciwutleniające, a także wysokie właściwości nawilżające. Dzięki połączeniu arabinogalaktanu, trehalozy i hialuronianu sodu **ARAVIS** zapewnia długotrwałe nawilżenie i ochronę, które wraz z kojącym działaniem **D-pantenolu** przynosi szybką ulgę.


Technologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) jest innowacyjnym systemem dozowania kropli, zapewniającym sterylność produktu bez użycia konserwantów.

WSKAZANIA


ARAVIS to nawilżający roztwór do oczu wskazany w leczeniu zespołu suchego oka oraz w celu ochrony, nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka. **ARAVIS** jest szczególnie wskazany w leczeniu objawów (np. uczucie ciała obcego, dyskomfort, pieczenie lub podrażnienie) związanych ze środowiskowymi czynnikami stresowymi (np. dym papierosowy, wiatr, suche powietrze, klimatyzacja itp.) oraz korzystaniem z ekranów urządzeń elektronicznych.

Produkt można stosować podczas jednoczesnego używania soczewek kontaktowych.


SPOSÓB UŻYCIA




Dokładnie umyj ręce przed użyciem produktu.



Zdejmij nasadkę oraz plombę bezpieczeństwa.



Zaaplikuj do każdego oka zalecaną liczbę kropli, pociągając dolną powiekę lekko w dół i patrząc w górę.



Założ nasadkę natychmiast po użyciu.

DAWKOWANIE

Aplikować 1-2 krople ARAVIS do każdego oka 2-3 razy dziennie.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy używać produktu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki preparatu.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Wskazana data ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, prawidłowo przechowywanego.
- Zastosowanie okulistyczne, nie połykać.
- Należy uważać, aby końcówka butelki nie stykała się z okiem.

SKŁAD

Arabinogalaktan, trehaloza, hialuronian sodu, witamina E (TPGS), D-pantenol, buforowany roztwór o pH 7,20.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.
- Produkt należy zużyć w ciągu 60 dni po otwarciu.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
- Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę.
- Po zużyciu należy wyrzucić do pojemnika z odpadkami.

OPAKOWANIE

Butelka 10 ml z dozownikiem OSD.

Stan informacji: 09/2019



0425

WYRÓB MEDYCZNY CE

Patent pending



ITALDEVICE Srl

Via Laurentina Km 26, 700

00071 Pomezia (Rzym), Włochy

DYSTRYBUTOR



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn, Polska